


# 電気化学セル

BAS

豊富なラインナップで測定をサポートいたします



○SVC-3 ポルタンメトリー用セル

○SVC-2 ポルタンメトリー用セル



スタンダードタイプ



4種類の測定が可能な万能タイプ

○バルク電気分解用セル

○VC-4 ポルタンメトリー用セル

○SEC-C 石英ガラス製  
光電気化学セルキット



バルク電気分解用



1~3 mL の少量サンプル用



光電気化学測定用



# 素材など

## グラッシーカーボン素材

●各タイプにはいくつかのサイズがございます。 ●その他のサイズ・形状についてもお問い合わせ下さい。



丸棒タイプ

○サイズ例  
φ1 x 100 mm  
φ2 x 100 mm  
φ3 x 100 mm



プレートタイプ

○サイズ例  
10 x 10 x 1 mmt  
25 x 25 x 1 mmt  
25 x 25 x 2 mmt  
25 x 25 x 3 mmt



フィルムタイプ (※実際には曲がりません)


○サイズ例  
25 x 25 x 0.1 mmt



パウダータイプ

○サイズ例  
0.4 ~ 12 μm (10 g)  
10 ~ 20 μm (10 g)

## 研磨用キット・オプション



カタログNo.	品名		
013223	PK-3 電極研磨キット		
	内訳	入数	用途
012620	0.05 μm 研磨用アルミナ (20 mL)	1	最終研磨用
012621	1 μm 研磨用ダイヤモンド (10 mL)	1	中間の研磨用
(012600)	アルミナ研磨パッド	10	最終研磨用
(012601)	ダイヤモンド研磨パッド	10	中間の研磨用
013222	ガラス板	1	研磨パッドを貼り付けるガラス板

オプション (別売)			
カタログNo.	品名	入数	用途
013234	6 μm 研磨用ダイヤモンド (10 mL)	1	中間の研磨用
012600	アルミナ研磨パッド	20	最終研磨用
012601	ダイヤモンド研磨パッド	20	中間の研磨用
012610	粗削用研磨パッド	20	粗削り用
012611	エメリーペーパーUF800	20	PG電極、PFCE電極の研磨用

※エメリーペーパーは蒸留水のみで研磨するタイプのものであります。

**BAS** ビー・エー・エス株式会社

詳細は 最寄の営業所まで お問い合わせ下さい。

東京営業所 TEL: 03-3624-0331 FAX: 03-3624-3387  
大阪営業所 TEL: 06-6308-1867 FAX: 06-6308-6890


広告ナンバー K0092

または、こちらまでお問い合わせ下さい。

E-mail: [sp1@bas.co.jp](mailto:sp1@bas.co.jp)

◆製品の的外観、仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

情報満載のホームページもご覧ください。



電気化学のBAS

[www.bas.co.jp](http://www.bas.co.jp)